











Thank you for choosing the »travelTim«. You have purchased a modern and reliable product.

## Operating principle

The »travelTim« is an electronic clock with a digital time display. It wakes up with an acoustic signal, with flashing light and/ or with vibration.

## Key functions

	Display Light / Stop Alarm
	Flashing light alarm, audible alarm and vibrating alarm
	Vibrating alarm (Only)
	Flashing light alarm and audible alarm
	Disable alarm
	Set alarm
	Set time
	Setting Locked
<b>Zzz</b>	Snooze alarm
<b>12/24 h</b>	12/24 hour(s) switch







## Setting up the system

### 1. Inserting the battery




The »travelTim« is operated with 1 AAA Alkaline battery (Screen display) and 2 AA Alkaline batteries (Vibration). Open the battery compartment by sliding the cover of the battery compartment into the arrow direction of the »travelTim« using your thumb (see drawing). Insert 3 batteries according to the marking in the battery compartment.

### 2. Time setting





- Slide the right set switch to .
- Press the  /  buttons to set to actual time.
- After setting slide the switch to  (LOCK).
- Choose 12/24 hour(s) switch, located on the backside.

**Note:** If your »travelTim« is set to 12 hour(s) display „PM“ indicator will appear when post meridian hours are in effect.



### 3. Alarm setting

- Slide the right set switch to .
- Press  continuously until desired alarm time appears.
- After setting slide switch to  (LOCK).

### 4. Activate the alarm

- Choose flashing light, audible and vibrating alarm  or vibrating alarm (only)  or flashing light and audible alarm .
- When alarm activates slide alarm switch to  to disable alarm. If the alarm is not switched off it will repeat every 24 hours.

### 5. Use the snooze alarm

- Choose alert preference.
- Slide the right set switch to **Zzz** position. **Zzz** appears on display.
- When alarm sounds: Press  to enjoy 8 minutes more rest. **Zzz** will not repeat if alarm continues more than 4 minutes from start.
- Slide the left set switch to  to disable alarm.

#### Note:

The jack on the right side of the »travelTim« is an auxiliary output jack for an optional vibrating pillow or modules.

**Note:** This product is **not** protected against splash water. Do not place any containers filled with water, such as flower vases, or anything with an open flame, such as a lit candle, on or near the product.

Please make sure that the batteries are not exposed to excessive heat from such as sunlight, fire or anything similar.

#### Technical data

Dimensions:	95x70x30mm (H x W x D) with base folded in
Weight:	130g incl. batteries
Power supply:	1 x 1,5 V battery AAA (Typ LR03) and 2 x 1,5 V battery AA (Typ LR6) for the vibrationmotor
Color:	black/ green
Time of alarm:	4 minutes



This product complies with European Union norms.

You can obtain EC compliance declarations from your dealer, or directly from the manufacturer of this product.









Technical specifications subject to change without notice.



Vi gratulerar dig till förvärvet av »travelTim«! Du har bestämt dig för ett modernt och pålitligt system!

## Funktionsprincip

»travelTim« är en elektronisk klocka som visar tiden digitalt. Den väcker dig med en ljudsignal, med vibration eller med ett blinkande ljus.

## Knapp-funktioner

	Display belysning och sluta väckningslarm
	Väckningslarm med ett blinkande ljus, med ljudsignal och vibration
	Väckningslarm med vibration
	Väckningslarm med ett blinkande ljus och med ljudsigna
	Väckningslarm avstängt
	Ställa in larmet
	Ställa in tiden
	Förhindrar att tiden resp. väckningstiden ändras
<b>Zzz</b>	Väckningsrepetering (SNOOZE)
<b>12/24 h</b>	Tiden visas i 12-tim. eller 24-tim.-format





## Användning

### 1. Sätta i batterierna



»travelTim« fungerar med 1 batteri typ AAA (display) och 2 batterier typ AA (vibration). Öppna locket på batterifacket genom att skjuta locket i pilriktning (se bilden). Sätt i de 3 batterierna enligt markeringen i batterifacket.

### 2. Ställa in tiden





- Ställ skjutknappen på läge .
- Tryck på **H** / **M**-knappen tills den önskade tiden är inställd.
- När den önskade tiden är inställd ställer du skjutknappen på läge .
- Med hjälp av skjutknappen på väckarklockans baksida kan du välja om tiden ska visas i 12-tim. eller 24-tim.-format.

**Observera:** Om du har valt 12-tim.-formatet på din »travelTim« så står det "PM" på displayen (från kl. 12 på dagen).



### 3. Ställa in väckningstiden

- Ställ skjutknappen på läge .
- Tryck på **H** / **M**-knappen tills den önskade väckningstiden är inställd.
- När den önskade väckningstiden är inställd ställer du skjutknappen på läge .

### 4. Ställa in väckningslarmet

- Välj först det önskade väckningslarmet, dvs hur du vill bli väckt: För väckningslarm med blinkande ljus, ljudsignal ett vibration , För väckningslarm med vibration  eller för väckningslarm med ett blinkande ljus och ljudsignal .
- Ställ skjutknappen på  för att stänga av väckningslarmet. Om du inte stänger av väckningslarmet så aktiveras det automatiskt igen efter 24 timmar.

### 5. Väckningsrepetering (SNOOZE)

- Välj först det önskade väckningslarmet.
- Ställ sedan skjutknappen på respektive läge **Zzz**. **Zzz** visas nu på displayen.
- När väckningslarmet nu aktiveras kan du skjuta upp väckningen 8 minuter om du trycker på knappen . För att väckningsrepeteringen ska fungera korrekt måste du trycka på "Snooze"-knappen inom 4 minuter efter den första väckningen. **Zzz**-funktionen upprepas inte, om väckningslarmet ligger längre tillbaka än 4 minuter.
- Ställ skjutknappen på läge  för att stänga av väckningslarmet.

#### Observera:

Du kan ansluta t.ex. en vibrationskudde till 3,5 mm jacket på din »travelTim«.

**OBS:** Apparaten får **inte** utsättas för vattenstänk. Ställ inga föremål (t.ex. vaser) fyllda med vätska ovanpå apparaten. Placera inte heller öppen eld (t.ex. brinnande stearinljus) ovanpå den. Se noga till att batterierna skyddas från stark värme alstrad av t.ex. solljus, öppen eld och liknande.

#### Tekniska data

Mått:	95x70x30mm (Höjd x bredd x djup) batterierna med infälld uppställningsvinkel
Vikt:	130g (inkl. batterier)
Strömförsörjning:	1 mikro-batteri AAA (typ LR03) och 2 mignon-batterier AA (typ LR6) för vibrationsmotorn
Färg:	svart/grön
Väckningstid:	4 min.



Denna produkt motsvarar europeiska unionens standarder.

EG-försäkran om överensstämmelse erhåller du hos din återförsäljare eller direkt hos produktens tillverkare.









Tekniska ändringar förbehålles.



Vi ønsker deg tillykke med kjøpet av din »travelTim«. Du har ved dette bestemt deg for et moderne og pålitelig system.

## Funksjonsprinsipp

»travelTim« er en elektronisk klokke med digital tidsanvisning. Den vekker med akustisk signal, vibrasjoner eller med blinklys.

## Bryter-funksjoner

	Display belysning og stopp vekkealarm
	Vekkealarm med blinklys, lyd giver og vibrasjon
	Vekkealarm med vibrasjon
	Vekkealarm med blinklys og lyd giver
	Vekkealarm av
	Alarm-innstilling
	Tidsinnstilling
	Forhindrer endring av klokkeslettet hhv. vekketiden
<b>Zzz</b>	Gjentatt vekking (SNOOZE)
<b>12/24 h</b>	Klokkeslett i 12-h eller 24-h-format




## Igangsetting

### 1. Innlegging av batterier



»travelTim« brukes med 1 batteri type AAA (displayanvisning) og 2 batterier type AA (vibrasjon). Åpne batterirom-dekselet ved å skyve dekselet i pilretning (se tegningen). Sett de 3 batteriene inn i batterirommet slik markeringene viser.

### 2. Innstilling av klokkeslettet





- Skyv bryteren til posisjon ⌚.
- Trykk på **H** / **M**-tasten til ønsket klokkeslett er innstilt.
- Når ønsket klokkeslett er innstilt, skyver du bryteren til posisjon .
- Med skyvebryteren på baksiden av vekkerklokken kan klokkeslettet vises i 12-h eller 24-h-format.

**Henvising:** Hvis du har valgt 12-h-format for din »travelTim«, vises (fra klokken 12 på formiddagen) "PM" på displayet.



### 3. Innstilling av vekketiden

- Skyv bryteren til posisjon .
- Trykk på **H** / **M**-tasten til ønsket vekketid er innstilt.
- Når ønsket vekketid er innstilt, skyver du bryteren til posisjon .

### 4. Innstilling av vekkealarmen

- Velg ønsket vekkealarm: for vekkealarm med blinklys, akustisk alarm og lyd giver , eller for vekkealarm med lyd giver , eller for vekkealarm med blinklys og akustisk alarm .
- Skyv bryteren for å slå av vekkealarmen . Hvis vekkealarmen ikke slås av, gjentas den automatisk etter 24 timer.

### 5. Gjentatt vekking (SNOOZE)

- Velg ønsket vekkealarm.
- Skyv bryteren til posisjon **Zzz** vises på displayet.
- Når en vekkealarm utløses, kan du forskyve den 8 minutter ved å trykke på tasten . For at gjentatt vekking kan fungere korrekt, må „snooze“-tasten trykkes i løpet av 4 minutter. **Zzz** gjentar ikke, hvis alarmen var for mer enn 4 minutter siden.
- Sett bryteren i position  for å slå av alarmen.

### Henvisning:

På 3,5 mm kontakten på »travelTim« kan det f.eks. koples til en vibrasjonspute.

**OBS:** Apparatet er **ikke** sprutsikkert. Plasser ikke gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet. Likeledes må det ikke settes åpne brannkilder, som f.eks. brennende lys, på apparatet.

Pass på at batteriene ikke utsettes for sterke varmekilder som direkte sollys, ild eller lignende.

### Tekniske data

Dimensjoner:	95x70x30mm (Høyde x Bredde x Dybde) med innslått oppstillingsvinkel
Vekt:	130g (inkl. batterier)
Strømforsyning:	1 x Mikro-batteri AAA (type LR03) og 2 x Mignon-batterier AA (type LR6) for vibrasjonsmotoren
Farge:	Sort/grønn
Vekketid:	4 min



Dette produktet er i samsvar med den Europeiske Union's standarder. EU Samsvarserklæringer kan du få hos din fag-forhandler eller direkte fra produsenten av dette produktet.

Tekniske endringer forbeholdes.

**DE** Batteriebetriebener Reise-Vibrationswecker mit beleuchteter 24- Stunden-Digitalanzeige

**GB** Battery operated vibrating travel alarm clock with illuminated 24-hour digital display

**FR** Réveil de voyage avec vibreur fonctionnant sur piles, avec affichage numérique lumineux format 24 heures

**NL** Vibrerende reiswekker op batterijen met een digitale, verlichte 24 uren-display

**IT** A batteria sveglia da viaggio con vibrazione e con display digitale 24 ore

**ES** Despertador de viaje con vibración a pilas, con visualización digital iluminada de 24 horas

**SE** Batteridrivnen vibrations-reseväckarklocka med upplyst 24-timmars-digitaldisplay

**NO** Batteridrevet vibrerende vekkerklokke med opplyst 24-timers digitalt display

**FI** Akkukäyttöinen matkakerätyskello värinäkuulokeilla ja 24 t valaistulla digitaalisella näyttöllä

**PL** Zasilany bateriami budzik podróży z funkcją wibracji z podświetlonym 24-godzinnym wyświetlaczem cyfrowym

**HU** Elemmel működő, rezgő üzemmódu úti ébresztőóra megvilágított, 24 óra beosztású digitális kijelzővel



CE Designed in Europe













Onnittelumme »travelTim«-laitteen hankkimisen johdosta. Olet valinnut modernin, luotettavan järjestelmän.

## Toimintaperiaate

»travelTim« on digitaalisella näytöllä varustettu elektroninen kello. Se herättää äänisignaalilla, värinällä tai vilkkuvalolla.

## Kytöinten toiminnot

	Näytön valaistus ja pysäkki herätys
	Herätys vilkkuvalolla, äänellä ja värinällä
	Herätys värinällä
	Herätys vilkkuvalolla ja äänellä
	Herätys pois päältä
	Herätysajan asetus
	Kellonajan asetus
	Estää kellonajan/herätysajan säädön
<b>Zzz</b>	Torkkutoiminto (SNOOZE)
<b>12/24 h</b>	Kellonajan näyttö 12 h tai 24 h muodossa





## Käyttöönotto

### 1. Paristojen asettaminen sisään

»travelTim« -kelloa käytetään yhdellä tyypin AAA paristolla (näyttö) ja kahdella tyypin AA paristolla (värinä). Avaa paristokotelon kansi työntämällä kantta nuolen suuntaan (ks. kuva). Aseta 3 paristoa paristokoteloon merkkien mukaisesti.





### 2. Kellonajan asetus

- Työnnä kytkin asentoon .
- Paina **H**/**M**-painiketta, kunnes kellonaika on oikea.
- Kun kellonaika on asetettu, työnnä kytkin asentoon .
- Herätyskellon takana on liukukytkin, jolla voit muuttaa kellonajan näyttötavaksi 12 h tai 24 h.





**Viite:** Jos olet valinnut »travelTim« -kellon näyttötavaksi 12 h, näytössä on tunnus "PM" (keskipäivästä klo 12 alkaen).





### 3. Herätysajan asetus

- Työnnä kytkin asentoon .
- Paina  / -painiketta, kunnes herätysaika on haluamasi.
- Kun herätysaika on asetettu, työnnä kytkin asentoon .

### 4. Herätystavan asetus

- Valitse haluamasi herätystapa: herätys vilkkuvalla valolla, äänellä ja värinällä , herätys värinällä  herätys vilkkuvalla valolla ja äänellä .
- Kytke herätys pois päältä työntää asentoon . Jos herätystä ei kytketä pois päältä, se toistuu automaattisesti 24 tunnin kuluttua.

### 5. Torkkutoiminto (SNOOZE)

- Valitse haluamasi herätystapa.
- Työnnä kytkin torkkuasettoon, näyttöön ilmestyy **Zzz**.
- Kellon herättäessä voit siirtää herätystä 8 minuuttia painamalla painiketta . Jotta torkkutoiminto toimii oikein, "Snooze"-painiketta on painettava 4 minuutin kuluessa. **Zzz** ei toista herätystä, jos siitä on kulunut yli 4 minuuttia.
- Kytke herätys pois päältä asettamalla kytkin asentoon .

### Viite:

»travelTim« -kellossa on 3,5 mm:n jakkiliitin, johon voidaan kytkeä esim. värinähälytin.

**Huomio:** Laite **ei** ole roiske-suojattu. Älä pane laitteen päälle mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esim. maljakoita. Älä myöskään pane avotulen lähteitä, kuten esim. palavia kynttilöitä, laitteen päälle. Ole hyvä ja huolehdi siitä, että paristoihin ei kohdistu liiallista lämpöä, kuten auringonpaistetta, avotulta tai vastaavaa.

### Tekniset tiedot

Mitat:	95x70x30mm (Korkeus x leveys x syvyys) tuki sisäänkäännettynä
Paino:	130g (mukana paristot)
Virransyöttö:	1 x AAA-paristo (tyyppi LR03) ja 2 x AA-paristo (tyyppi LR6) värinämoottorille
Väri:	musta/vihreä
Herätyksen kesto:	4 min.



Tämä tuote vastaa Euroopan unionin asettamia normeja.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voitte saada jälleenmyyjältänne tai suoraan tuotteen valmistajalta.









Pidätetään oikeus teknisiin muutoksiin.



Gratulujemy zakupu urządzenia »travelTim«. Tym zakupem zdecydowaliście się Państwo na nabycie nowoczesnego i niezawodnego systemu.

## Zasada działania

»travelTim« to budzik elektroniczny z cyfrowym wskazaniem godziny. Budzi sygnałem akustycznym, wibracjami lub światłem migowym.

## Funkcje przełącznika

	Display oświetlenie i stop budzenie
	Budzenie sygnałem migowym, czujnikiem dźwiękowym i wibracją
	Budzenie wibracją
	Budzenie sygnałem migowym i czujnikiem dźwiękowym
	Wyłączenie sygnału budzenia
	Nastawianie sygnału budzenia
	Nastawianie godziny
	Zapobiega przestawieniu godziny lub godziny budzenia
<b>Zzz</b>	Powtarzanie budzenia (SNOOZE)
<b>12/24 h</b>	Wskazywanie godziny w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym






## Włączanie

### 1. Zakładanie baterii




Budzik »travelTim« działa na 1 baterię typu AAA (wskazanie na ekranie) i na 2 baterie typu AA (wibracje). Należy otworzyć pokrywę przegródki na baterię przesuwając ją w kierunku wskazywanym strzałką (zob. wykres). Do przegródki na baterię należy zgodnie z oznaczeniem włożyć 3 baterijki.

### 2. Nastawianie godziny





- Przełącznik należy przesunąć na pozycję .
- Należy tak długo naciskać przycisk , aż nastawiona zostanie wymagana godzina.
- Po nastawianiu wymaganej godziny przełącznik należy przesunąć na pozycję .
- Przełącznikiem przesuwającym, znajdującym się na tylnej stronie budzika, można wyświetlać godzinę w formacie 12- lub 24-godzinnym.

**Wskazówka:** Po wyborze na »travelTim« formatu 12-godzinnego na ekranie ukazuje się (od godziny 12 w południe) "PM".



### 3. Nastawianie godziny budzenia

- Przełącznik należy przesunąć na pozycję .
- Tak długo należy naciskać przycisk , aż nastawiona zostanie wymagana godzina budzenia.
- Po nastawieniu wymaganej godziny budzenia należy przełącznik przesunąć na pozycję .

### 4. Nastawianie sygnału budzenia

- Należy wybrać żądany rodzaj sygnału budzenia: Budzenie sygnałem migowym, czujnikiem dźwiękowym i wibracją , Budzenie wibracją  lub budzenie sygnałem migowym i czujnikiem dźwiękowym .
- Należy przełącznik przesunąć  aby sygnał budzenia wyłączyć. Jeżeli sygnał budzenie nie zostanie wyłączony, to po 24 godzinach będzie automatycznie powtarzany.

### 5. Powtarzanie budzenia (SNOOZE)

- Należy wybrać żądany rodzaj sygnału budzenia.
- Przesuwanie przełącznika na pozycję **Zzz** wskazywane jest na ekranie.
- Jeżeli wyzwole się sygnał budzenia, to naciskając przycisk  można przesunąć go o 8 minut. Aby powtarzanie budzenia działało właściwie, to w przeciągu 4 minut należy nacisnąć przycisk „Snooze”. Zz nie powtarza się, jeżeli sygnał budzenia wydobył się dłużej niż przed 4 minutami.
- Aby sygnał budzenia wyłączyć, należy przełącznik przesunąć na pozycję .

### Wskazówka:

Do znajdującego się na »travelTim« 3,5 mm gniazdka można przyłączyć np. poduszkę wibracyjną.

**Uwaga:** Urządzenie **nie** jest zabezpieczone przed wodą rozbryzgową. Na urządzeniu nie wolno ustawiać żadnych, wypełnionych cieczami przedmiotów, jak np. wazon. Na urządzeniu nie wolno również ustawiać żadnych otwartych źródeł zapalnych, takich jak np. palące się świece. Należy zwrócić uwagę na to, aby baterie nie były wystawiane na działanie nadmiernych temperatur, np. w wyniku działania promieni słonecznych, ognia lub tym podobnych źródeł.

### Charakterystyka techniczna

Wymiary:	95x70x30mm (Wysokość xSzerokość xGłębokość) ze złożoną podstawką
Waga:	130g (łącznie z bateriami)
Zasilacz:	1 x mikrobateria AAA (typ LR03) i 2 x bateria „paluszek” Mignon AA (typ LR6) do silniczka wibracji
Kolor:	czarny / zielony
Długość sygnału budzenia:	4 min.



Produkt ten jest zgodny z normami Unii Europejskiej.

Deklarację zgodności Wspólnoty Europejskiej otrzymać można w specjalistycznym sklepie handlowym lub bezpośrednio u producenta tego wyrobu.









Zastrzega się możliwość dokonywania zmian technicznych.



Gratulálunk Önnek a »travelTim« készülék megvásárlásához. Ön egy modern és megbízható rendszer mellett döntött.

## Működési elv

A »travelTim« egy digitális kijelzővel ellátott elektronikus ébresztőóra. Az ébresztőóra hangjellel, vibrációval, vagy villogó fényvel ébreszt.

## Kapcsoló funkciók

	Kijelző világítás és stop ébresztés
	Villogó fényes ébresztés és hangjelzéses ébresztés és Vibrációs
	Vibrációs
	Villogó fényes ébresztés és hangjelzéses ébresztés
	Ébresztés KI
	Az ébresztési idő beállítása
	Az idő beállítása
	megakadályozza a pillanatnyi idő, illetve az ébresztési idő beállítását
<b>Zzz</b>	Az ébresztés megismétlése (SNOOZE)
<b>12/24 h</b>	12 vagy 24 órás idő kijelzés






## Üzembe helyezés

### 1. Az elemek behelyezése




A »travelTim« működéséhez 1 db AAA elemre (kijelző) és 2 db AA elemre (vibráció) van szükség. Nyissa ki az elemtartó fedelét, ehhez tolja el a fedelet a nyíl által jelzett irányba (lásd az ábrát). Tegyen be a jelölésnek megfelelően 3 elemet az elemtartóba.

### 2. A pontos idő beállítása





- Tolja el a kapcsolót a  helyzetbe.
- Nyomja addig a  (ÓRA/PERC) gombot, amíg a kívánt időpont beállításra kerül.
- Miután beállította a kívánt időpontot, tolja el a kapcsolót a  helyzetbe.
- Az ébresztőóra hátoldalán található tolókapcsolóval a 12 órás és a 24 órás idő kijelzés között át lehet kapcsolni.

**Figyelmeztetés:** Ha a »travelTim« ébresztőóráján a 12 órás idő kijelzést állítja be, akkor a kijelzőn (déli 12 óra után) a „PM“ jelzés is látható.



### 3. Az ébresztési időpont beállítása

- Tolja el a kapcsolót a  helyzetbe.
- Nyomja addig a  (ÓRA/PERC) gombot, amíg a kívánt ébresztési időpont beállításra kerül.
- Miután beállította a kívánt ébresztési időt, tolja el a kapcsolót a  helyzetbe.

### 4. Az ébresztés módjának beállítása

- Jelölje ki a kívánt ébresztési módot: Villogó fényes ébresztés és hangjelzéses ébresztés és Vibrációs , Vibrációs , Villogó fényes ébresztés és hangjelzéses ébresztés .
- állítsa a kapcsolót a helyzetbe az ébresztés kikapcsolásához . Ha az ébresztést nem kapcsolja ki, úgy azt az ébresztőóra 24 óra elteltével automatikusan megismétli.

### 5. Az ébresztés megismétlése (SNOOZE)

- Jelölje ki a kívánt ébresztési módot.
- Tolja el a kapcsolót a megfelelő helyzetbe, a kijelzőn megjelenik a **Zzz** kijelzés.
- Az ébresztés megtörténte esetén az ébresztést a  u gomb megnyomásával 8 perccel el lehet tolni. Az ébresztés megismétlésének helyes működéséhez a „Snooze”-gombot 4 percen belül meg kell nyomni. Ha az ébresztés óta már több mint 4 perc eltelt, **Zzz** nem ismétlődik meg.
- Az ébresztés kikapcsolásához állítsa a kapcsolót a  helyzetbe.

### Figyelmeztetés:

A »travelTim« ébresztőórán található 3,5 mm-es csatlakozóhelyhez például egy vibrációs párnát lehet csatlakoztatni.

**Figyelem:** A készülék **nem** rendelkezik felfröccsenő víz elleni védelemmel. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, -mint például vázák- a készülékre. Nyílt tűzforrások, mint például égő gyertyák szintén nem helyezhetők a készülékre. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az elemeket ne tegye ki túlzott hőforrásnak, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonlók.

### Műszaki adatok

Méretek:	95x70x30mm (Magasság x szélesség x mélység) behajtott talpazattal
Súly:	130g elemekkel együtt
Aramellátás:	1 db AAA mikro elem (típus: LR03) és 2 db AA mignon elem AA (típus: LR6) a vibrációs motor számára
Szín:	Fekete / zöld
Az ébresztő jel időtartama:	4 perc



Ez a termék megfelel az Európai Unió szabványainak.  
Az EU konformitási nyilatkozatok szakkereskedelembe és közvetlenül a jelen termék gyártójánál szerezhetőek be.

Műszaki változtatások joga fenntartva.

# travelTim

Vibrations-Reisewecker  
Vibration travel alarm clock  
Réveil de voyage  
avec vibreur  
Vibrerende reiswekker  
Sveglia da viaggio con  
vibrazione

Despertador de viaje  
con vibración  
Vibrations-rese-  
väckarklocka  
Vibrerende vekkerklokke  
Matkaherätyskello  
värinäkuulokkeilla

Budzik podróźny z  
funkcją wibracji  
Rezgő üzemmódú úti  
ébresztőóra



CE  
Designed  
in Europe